


GUÍA DE SELECCIÓN FILTROS ÓSMOSIS

RECAMBIOS ÓSMOSIS K-5



FILTROS OPCIONALES PARA K-5



Código 901706
Filtro Mineral Plus
remineralizador



Código 902344
Filtro Purefecta
(virus y bacterias)




Código 902195
Filtro Arsenicguard
(eliminación de arsénico)




Código 901707
Filtro VOC (compuestos
orgánicos volátiles)

RECAMBIOS ÓSMOSIS K-2



RECAMBIOS













NOTA:

Para cambiar membrana son necesarias las llaves:

902329 – Llave superior.

902330 – Llave inferior.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS. EMBALAJE
	901706	Postfiltro remineralizador modelo K-5. Color marrón	12
	902344	Filtro Purefecta (virus y bacterias) modelo K-5	12
	902195	Filtro Arsenicguard modelo K-5	12
	901707	Filtro VOC (compuestos orgánicos volátiles) modelo K-5	12
	901705	Prefiltro mixto sedimentos y carbón activado para K-2-Plus-K-5. Color púrpura	12
	901743	Postfiltro carbón activado para K-2 y K-5. Color naranja	12
	901704	Prefiltro sedimentos 1 micra para K-5. Color amarillo	12
	901742	Membrana ósmosis inversa para K-2 75 GPD. Color verde	1
	901745	Membrana ósmosis inversa para Plus 75 GPD	1
	901703	Membrana ósmosis inversa para K-5 75 GPD. Color verde	1